

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Số 149 BVĐHYD-VTTB
V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm Cung cấp linh kiện theo máy cho Hệ thống hấp tiệt trùng năm 2023 theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện theo máy cho Hệ thống hấp tiệt trùng năm 2023
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
- Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 14 giờ, ngày 16/12/2022
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (3).



Phạm Văn Tân

PHỤ LỤC. DANH MỤC LINH KIỆN THEO MÁY CHO HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Phân nhóm theo TT14
1	Bơm cấp nước nồi hơi cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Bơm cấp nước nồi hơi cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380-415V, 50Hz - Công suất: 0,5KW - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện.	Cái	2	Không phân nhóm
2	Màn hình điều khiển cửa sau máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Màn hình điều khiển cửa sau máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện.	Cái	2	Không phân nhóm
3	Rơ le áp suất, dùng để kiểm soát áp suất cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Rơ le áp suất, dùng để kiểm soát áp suất cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện.	Cái	3	Không phân nhóm
4	Bộ điều khiển van xả cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Bộ điều khiển van xả cho máy hấp tiệt trùng: - Điều chỉnh áp suất buồng và kiểm soát lưu lượng hơi nước từ buồng đến bơm chân không - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện.	Bộ	2	Không phân nhóm
5	Bộ lọc khí sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Bộ lọc khí cho máy hấp tiệt trùng - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại Bệnh viện.	Bộ	6	Không phân nhóm
6	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: silicone - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	20	Không phân nhóm
7	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Gioăng cửa sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: Silicone - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	4	Không phân nhóm
8	Vòng đệm nồi hơi, diện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Vòng đệm nồi hơi, diện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Bộ	10	Không phân nhóm
9	Van an toàn máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Van an toàn máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao - Chức năng: điều chỉnh áp suất khi quá áp - Chất liệu: thép không gỉ - Áp lực làm việc: 3.5 bar - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	3	Không phân nhóm
10	Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Van piston loại lớn sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén. - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	4	Không phân nhóm

PHỤ LỤC. DANH MỤC LINH KIỆN THEO MÁY CHO HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Phân nhóm theo TT14
11	Van piston loại nhỏ sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Van piston loại nhỏ sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chức năng: dùng đóng ngắt chất lỏng/áp suất qua đường ống được điều khiển bằng khí nén. - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	6	Không phân nhóm
12	Ống thủy kèm ron sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Ống thủy kèm ron sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	Không phân nhóm
13	Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380V đến 415V, 50Hz - Công suất: 9,7KW - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	8	Không phân nhóm
14	Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H	Điện trở sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Điện áp: 380V đến 415V, 50Hz - Công suất: 10KW - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	4	Không phân nhóm
15	Xi-lanh đóng mở cửa buồng máy dùng trong máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Xi-lanh đóng mở cửa buồng máy: - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	Không phân nhóm
16	Bẫy hơi sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66	Bẫy hơi sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: GSS67H/HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	3	Không phân nhóm
17	Bơm chân không sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Bơm chân không sử dụng cho máy hấp tiệt trùng HS66: - Điện áp: 380V đến 415V, 50Hz - Công suất: 2,2kW - Áp suất bơm: 33 mbar đến 1013mbar - Lưu lượng hút: 32m³/h đến 170m³/h - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	Không phân nhóm
18	Máy in nhiệt sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66	Máy in nhiệt sử dụng cho máy hấp tiệt trùng hãng Getinge - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	Không phân nhóm
19	Bộ bảo vệ quá nhiệt sử dụng cho máy hấp tiệt trùng, model: HS66	Bộ bảo vệ quá nhiệt sử dụng cho máy hấp tiệt trùng: - Chất liệu: thép không gi - Bảo vệ quá nhiệt ở mức 171°C - Tương thích máy hấp tiệt trùng hãng Getinge, model: HS66 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	Không phân nhóm
20	Van 1 chiều sử dụng cho máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668	Van 1 chiều sử dụng cho máy rửa khử khuẩn: - Chức năng: Đóng mở 1 chiều đường thoát hơi nóng ra ngoài - Tương thích máy rửa khử khuẩn hãng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	Không phân nhóm

PHỤ LỤC. DANH MỤC LINH KIỆN THEO MÁY CHO HỆ THỐNG HẤP TIỆT TRÙNG

TT	Tên danh mục mòn chà giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Phân nhóm theo TT14
21	Quạt cho bộ phận sấy của máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: WD46	Quạt cho bộ phận sấy của máy rửa khử khuẩn: - Điện áp: 220V đến 240V, 50HZ - Công suất: 65W - Tương thích máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	Không phân nhóm
22	Lọc sấy HEPA của bộ phận sấy máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: WD46	Lọc HEPA của bộ phận sấy máy rửa khử khuẩn: - Tương thích máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	Không phân nhóm
23	Dây của bơm hóa chất máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: WD46/S8668	Dây của bơm hóa chất máy rửa khử khuẩn - Tương thích máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: WD46/S8668 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	6	Không phân nhóm
24	Cảm biến mực nước của máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: S8668	Cảm biến mực nước của máy rửa khử khuẩn: - Tương thích máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: S8668 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	4	Không phân nhóm
25	Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: WD46	Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn - Tương thích máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	8	Không phân nhóm
26	Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: S8668	Gioăng cửa máy rửa khử khuẩn - Tương thích máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	4	Không phân nhóm
27	Bảng mạch điện tử điều khiển của máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: WD46	Bảng mạch điện tử điều khiển: - Tương thích máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	1	Không phân nhóm
28	Bơm xả dùng cho máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: WD46	Bơm xả dùng cho máy rửa khử khuẩn : - Điện áp: 220V đến 240V, 50Hz - Công suất: 30W. - Tương thích máy rửa khử khuẩn hằng Getinge, model: WD46 đang sử dụng tại bệnh viện	Cái	2	Không phân nhóm
29	Lọc khí của máy sấy dụng cụ hằng Getinge, model: S-363	Lọc khí của máy sấy dụng cụ: - Tương thích máy sấy dụng cụ hằng Getinge, model: S-363 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	Không phân nhóm
30	Bộ bảo vệ quá nhiệt sử dụng cho máy sấy dụng cụ hằng Getinge, model: S-363	Bộ bảo vệ quá nhiệt sử dụng cho máy sấy dụng cụ: - Tương thích máy sấy dụng cụ hằng Getinge, model: S-363 đang sử dụng tại bệnh viện.	Cái	2	Không phân nhóm
31	Màn hình điều khiển máy hấp tiệt trùng hằng Getinge, model: GSS67H	Màn hình điều khiển máy hấp tiệt trùng: - Tương thích với máy hấp tiệt trùng hằng Getinge, model: GSS67H đang sử dụng tại Bệnh viện.	Cái	2	Không phân nhóm

Công ty (Viết đúng trên dấu mộc của Công ty)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế

Số tài khoản:

Đại diện:

Email:

Tại Ngân hàng:

Chức vụ:

Ngày tháng năm

**BẢNG BÁO GIÁ THẦU
LINH KIỆN THEO MÁY, CÔNG CỤ DỤNG CỤ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty kính gửi đến Quý Bệnh viện báo giá như sau:

Số	Tên danh mục	Cấu hình, tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật	Chủng loại (Model) /Mã hàng	Năm sản xuất	Nước sản xuất/Hãng sản xuất-Hãng / Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu tại các cơ sở y tế khác để chứng minh giá (nếu có)		Kê khai giá theo ND 98		Ghi chú	
											Số QD	Ngày ban hành	Đơn giá	Mã kê khai	Giá kê khai	
1																

Đại diện công ty....

Ghi chú:

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành và chi phí chuyển giao công nghệ (nếu có);

Thời gian giao hàng: ...ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;

Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);

Thời hạn bảo hành (nếu có): 6 tháng tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu;

Chi tiết phụ kiện (nếu có);

Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày.../.../20...;

Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;

Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;

Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản định kèm.

Chân thành cảm ơn.

HỒ CHÍ MINH